

MAS
TER
CATALOGUE
2016|17

INFINITE
POSSIBILITÀ

ENDLESS
POSSIBILITIES

ADULTO
ADULT

BAMBINO
KIDS & TEENS

DISPONIBILITÀ
MAGAZZINO

STOCK
CATALOGUE

duna[®]
ORTHOPAEDIC SHOES INDUSTRY

DUNA SI PRENDE CURA DI VOI DA PIÙ DI QUARANT'ANNI. A PARTIRE DAL 1974 LE NOSTRE SCARPE HANNO RESO MIGLIORE LA VITA QUOTIDIANA DI MIGLIAIA DI PERSONE DI OGNI ETÀ.

DUNA HAS BEEN TAKING CARE OF YOU FOR MORE THAN 40 YEARS. SINCE 1974 OUR SHOES HAVE IMPROVED THOUSAND OF PEOPLE'S EVERYDAY LIFE.

L'INNOVAZIONE / INNOVATION

Il punto di forza di Duna è da sempre rappresentato dall'attitudine all'innovazione. Fin dalla nostra nascita siamo stati all'avanguardia nel mercato calzaturiero specializzato nella cura del piede, introducendo novità tecnologiche nel campo delle strumentazioni, dei processi industriali, delle competenze, dei software e delle partnership con soggetti di riprovato valore. All'inizio del ventunesimo secolo Duna ha deciso di investire con convinzione in un'articolata struttura dedita alla ricerca e allo sviluppo industriale. E ha promosso programmi specifici in collaborazione con la divisione Computer Assisted Fabrication Services di Ottobock Health Care e con istituti universitari di eccellenza come il Politecnico delle Marche e l'Alma Mater Studiorum di Bologna. Le scarpe Duna, oggi, sono il frutto dell'incontro tra la nostra esperienza quarantennale e i migliori ritrovati della scienza applicata, e sono testate da centri qualificati nel campo medico e in quello ortopedico. Una combinazione che ci consente di guardare con fiducia e sicurezza a tutte le sfide future.

Duna's strength point has been always its attitude to innovation. Since the beginning we have been in advance in the shoe market specialized in foot care by constantly introducing technological novelties in terms of tools, industrial processes, human competence, software and partnership with subjects of professionally strong value. At the beginning of the 21st century Duna has forcefully decided to invest in a complex structure oriented to research and industrial development and has promoted specific projects in cooperation with the Computer Assisted Fabrication Services of Ottobock Health Care and with excellent university departments such as the Marche Polytechnic and Alma Mater Studiorum in Bologna. Today Duna's shoes are the result of the combination of our forty-year experience and the best devices of applied science, and are tested in highly qualified lab centers in medical and orthopaedic field. This combination allows us to look ahead to future challenges with reliability and trustfulness.



ALTEZZA TACCO 30 mm
30 mm, HEEL HEIGHT



ALTEZZA TACCO 40 mm
40 mm, HEEL HEIGHT



ADATTA ALLA PREVENZIONE PRIMARIA DEL PIEDE DIABETICO
PREVENTIVE SHOES SUITABLE FOR DIABETIC FOOT



SUOLA RIGIDA BASCULANTE
ROCKING OUTSOLE



TOMAIA ELASTICIZZATA
FLEXIBLE UPPER MATERIAL



PLANTARE ESTRAIBILE
REMOVABLE INSOLE



FONDO EXTRA-FLEX, MASSIMA CAPACITÀ SHOCK-ABSORBING
EXTRA-FLEXIBLE AND SHOCK-ABSORBING OUTSOLE



CONTRAFFORTI PROLUNGATI
LONGER STIFFENERS



PREDISPOSTA PER PLANTARE
SUITABLE FOR CUSTOM-MADE INSOLES



TOMAIA IMBOTTITA
PADDED LINING



ASSENZA DI CUCITURE INTERNE
NO INNER STITCHING



POSSIBILITÀ DI CORREZIONI DELLA SUOLA PER POSTURA CORRETTA
ADJUSTABLE OUTSOLE FOR IMPROVED WALKING



LAVORAZIONE A SACCHETTO
SLIP-LASTING MANUFACTURING



TUTORI / ORTHOTIC

IMPORTANTE

Tutti i prodotti rappresentati su questo catalogo sono realizzabili anche nella lavorazione su misura.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare:

Duna srl - Ufficio Produzione su misura

tel. 071.9157064 - fax 071.9188812

Gli articoli pubblicati su questo catalogo sono disponibili a magazzino solo ed esclusivamente per le taglie e le finiture riportate a fianco di ciascun articolo. Eventuali richieste degli stessi prodotti fuori numerata o con finiture diverse da quelle indicate verranno evase con consegna in 25 giorni lavorativi.

L'azienda si riserva di modificare le tonalità di pellame a seconda delle disponibilità.

Le immagini pubblicate su questo catalogo sono puramente indicative: i colori potrebbero subire variazioni dovute al processo di stampa.

IMPORTANT

All the products shown in this catalogue can be manufactured as custom-made shoes.

To receive further information you can contact us on

+ 39/071/9157064 (fax nr. + 39/071/9188812).

All the products shown in this catalogue are available in our factory stock according to the sizes and colours here indicated. Any change to apply to the colour, size or structural details of the shoes implies 4week delivery time.

There might be differences in colour tones of the leather used for the production of the articles according to the time of the order.

The pictures of the articles shown in this catalogue are not necessarily real, which means that there might be differences to the real samples due to the printing process.

DUNA SHOES

Questo catalogo contiene soluzioni funzionali e tecnologiche per diverse esigenze.

This catalogue contains functional and technological solutions for various necessities.

Gentile Cliente,

Duna Industria ortopedica è lieta di presentarLe il suo primo catalogo generale di calzature terapeutiche ed ortopediche per donna, uomo e bambino.

Per la prima volta abbiamo voluto riassumere il meglio della produzione Duna degli ultimi anni ed offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di testare i nostri prodotti utilizzando il servizio di disponibilità a magazzino. Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono infatti disponibili a magazzino, ordinabili facilmente via mail o fax ed in consegna in breve tempo.

Il catalogo si suddivide in tre sezioni principali, bambino, donna e uomo, in ciascuna delle quali troverete prodotti specifici per la prevenzione e la cura di diverse patologie. Nella sezione adulto, ad esempio, vengono proposti interessanti articoli predisposti per l'inserimento di plantari su misura, estremamente leggeri, con tomaie elasticizzate per piedi reumatici e diabetici di primo e secondo grado. Nella sezione bambino, oltre a calzature progettate per ricevere plantari correttivi o di sostegno, si trova una vasta area di calzature per tutore (Orthosis) dalle taglie più piccole alle misure da adulto.

La gamma dei prodotti presentata non dimentica di coniugare le soluzioni tecniche e funzionali alla qualità del Made in Italy unita allo stile ed alla ricerca estetica dei prodotti Duna.

Inoltre ogni prodotto può essere ordinato come calzatura personalizzata o su misura per le specifiche esigenze del paziente.

La invitiamo pertanto a scoprire la vastissima gamma di servizi e personalizzazioni che Duna offre alla propria clientela.

Grazie per la Sua attenzione e Buon lavoro!

Maurizio Rosiglioni / Direttore Commerciale

Dear Customer,

Duna Orthopaedic Shoes Industry is glad to present its new general catalogue of therapeutic and orthopaedic shoes for women, men and children.

For the first time we have gathered the best of Duna's production of the last years and decided to offer the opportunity of a stock catalogue to our customers all over. Our stock service, in fact, allows to place an order of the articles included in the catalogue, by mail or fax, and receive them within few days.

The catalogue consists of three main sections, children's shoes, women and men's.

Each section contains specific products for the prevention and care of various foot pathologies.

In the adult section, for example, there are interesting products for placing personalised insoles. They are very light and soft shoes, provided with elastic uppers to take care of rheumatic and first and second level diabetic foot.

In the children section beyond finding shoes designed to fit corrective or supporting insoles, a section dedicated to orthotic devices has been included, presenting shoes from small sizes to bigger sizes also for adults.

The range of products we have introduced in this catalogue is also able to join technical and functional solutions to the best Made in Italy quality and the well known style and aesthetic appeal of Duna's manufacturing.

We also remind you that each item of this catalogue can be requested as a personalised or custom-made pair to satisfy each single necessity of the patient.

Therefore we invite you to discover the endless possibilities that Duna's custom-made production and services offers to its customers.

I thank you very much for your attention and wish you a good job!

Maurizio Rosiglioni / Sale Director

BAMBINO & RAGAZZO
KIDS & TEENS SHOES PAG. 05

DONNA / WOMEN'S SHOES PAG. 15

PIEDE REUMATICO
RHEUMATIC FOOT PAG. 20

UOMO / MEN'S COLLECTION PAG. 21

PREVENZIONE SECONDARIA
SECOND - LEVEL PREVENTATIVE
DONNA / WOMEN'S SHOES PAG. 25
UOMO / MEN'S COLLECTION PAG. 26

LINEA POST - OPERATORIA
POST-SURGICAL SHOES PAG. 27

TABELLA CALZATE / WIDTH CHART PAG. 28

**Duna Kids,
progettate per farli
diventare grandi.**

Duna Kids,
designed to make
them grow up.

I nuovi plantari anatomici Duna sono realizzati in EVA (Etilene Vinil Acetato), materiale innovativo su base polietilene espanso multifunzionale ed ecocompatibile. I nuovi plantari Duna si compongono di diversi strati e diversi spessori di EVA utilizzati per tutta la lunghezza del plantare in modo da garantire: stabilità, resistenza, comfort, e flessibilità durante il passo. Il perfetto sostegno anatomico dei plantari Duna è garantito dalla ottima conformazione dell'arco plantare in combinazione con la struttura e l'utilizzo delle calzature Duna. Il rivestimento dei plantari Duna a contatto con il piede è realizzato in microfibra traspirante leggera che aiuta a ridurre la sudorazione del piede e ne aumenta il benessere all'interno della calzatura.



**PLANTARI ANATOMICI
PER CALZATURE
TERAPEUTICHE.**

**ANATOMICAL INSOLES
FOR THERAPEUTIC SHOES**




**PLANTARI
DISPONIBILI PER
CALZATURE
DUNA KIDS**

INSOLES ARE
AVAILABLE WITH
DUNA KIDS

The new anatomical insoles by Duna are made of EVA (Ethylene-vinyl acetate), which is an innovative material based on multi-functional and eco-compatible foamed polyethylene. Duna's insoles consist of EVA multiple layers of different thickness all along the whole length, which grants stability, resistance, comfort, and flexibility while walking.

The perfect anatomical support of Duna's insoles is granted thanks to the most suitable shape of the plantar arch in combination with the structure and use of Duna's shoes.

The top covering layer of Duna's insoles is made of a light breathable microfiber that helps to reduce foot sweating and increase its comfort inside the shoe.





DK
duna® KIDS

BAMBINO & RAGAZZO
KIDS & TEENS SHOES



● ● ● ● ● ●
P02 - 77104/R

Articolo / Article: **FLOU** Colore / Colour: **NERO** Disponibile dal
Available from/to: **37 - 45**



● ● ● ● ● ●
P02 - 77104/R

Articolo / Article: **ZEUS** Colore / Colour: **SABBIA** Disponibile dal
Available from/to: **37 - 45**



● ● ● ● ● ●
P02 - 77104/R

Articolo / Article: **FLY VELCRO** Colore / Colour: **NERO** Disponibile dal
Available from/to: **37 - 45**



● ● ● ● ● ●
P02 - 77104/R

Articolo / Article: **SURF 15 VELCRO** Colore / Colour: **BIANCO - JEANS** Disponibile dal
Available from/to: **24 - 40**



● ● ● ● ● ●
P02 - 77104/R

Articolo / Article: **BMX 16** Colore / Colour: **ANTRACITE** Disponibile dal
Available from/to: **30 - 40**



● ● ● ● ● ●
P02 - 77104/R


Articolo / Article: **RUA VELCRO** Colore / Colour: **PACIFIC
PIOMBO** Disponibile dal
Available from/to: **28 - 42**

**Duna tutori,
l'estetica diventa
massima funzionalità.**


Duna's orthotic shoes.
How aesthetic becomes
functionality.

DUNA TUTORI.

DUNA'S
ORTHOTIC SHOES.



Duna's orthotic shoes are specifically made to place an orthosis inside granting its functionality and at the same time the aesthetic appeal of Duna's style. Thanks to a wider volume inside this kind of shoes, they fit both small orthosis, such as Nancy Hilton or Dafo's, and bigger ones, like higher devices running along the leg which are adjustable in height. For this reason, Duna is able to offer two kinds of orthotic shoes, including those with a Wide width that allows to use larger devices keeping the high quality of Duna's sport shoes and the best fitting even in patients with serious pathologies. Duna has recently introduced into the market a new fastening system for orthotic shoes, which enables the users to open and close the shoes more easily and insert the orthotic device in a fastest way. It consists of a wheel fastening device placed in the back or lateral side of each shoe.



Le calzature per tutore Duna sono predisposte per ospitare un ortesi garantendone la funzionalità ed allo stesso tempo la gradevolezza estetica dello stile Duna.

Grazie al volume maggiorato all'interno, questa tipologia di calzatura permette infatti di utilizzare ortesi piccole, come i tutori Nancy Hilton o DAFO, e ortesi più importanti, che fasciano la gamba e sono regolabili a varie altezze. Per questo motivo Duna offre due tipologie di calzature per tutore, anche con volume "Wide", maggiorato, che consente l'introduzione di dispositivi più ingombranti, mantenendo sempre la qualità della calzature sportive Duna e la massima vestibilità anche in situazioni di patologie particolarmente rilevanti. Duna inoltre ha recentemente studiato un prodotto ancora più innovativo che consente l'apertura facilitata della calzatura grazie ad un meccanismo di allacciatura provvisto di rotella posta nella parte posteriore o laterale della calzatura, permettendo allo stesso tempo anche l'inserimento facilitato dell'ortesi/tutore.



Duna presenta i nuovi modelli, le calzature per rivestimento tutore dotate di un particolare sistema di allacciatura. Grazie a questo sistema la calzatura si apre posteriormente in modo estremamente semplice per consentire il facile inserimento dell'ortesi/tutore.

Duna presents news models, specifically made for orthosis and provided with a particular fastening system. In fact, the shoe can be opened in the back, which allows the foot and the orthotic device to be inserted very easily.



● ● ● ●
P03 - 77110/R

Articolo / Article: **TWIST 16 BOY** Colore / Colour: **DENIM** Disponibile dal Available from/to: **20 - 42**



● ● ● ●
P03 - 77110/R

Articolo / Article: **TWIST GIRL** Colore / Colour: **FRAGOLA** Disponibile dal Available from/to: **20 - 38**



● ● ● ●
P03 - 77110/R

Articolo / Article: **TRAVEL BOY** Colore / Colour: **TURCHESE** Disponibile dal Available from/to: **20 - 41**



● ● ● ●
P03 - 77110/R

Articolo / Article: **TRAVEL GIRL** Colore / Colour: **SABBIA** Disponibile dal Available from/to: **20 - 38**



● ● ● ●
P03 - 77110/R

Articolo / Article: **AIR BOY** Colore / Colour: **NEBBIA - NERO** Disponibile dal Available from/to: **24 - 46**



● ● ● ●
P03 - 77110/R

Articolo / Article: **STEP** Colore / Colour: **NERO** Disponibile dal Available from/to: **32 - 46**



● ● ● ●
P03 - 77110/R

Articolo / Article: **STEP BOY** Colore / Colour: **ACCIAIO - TURCHESE** Disponibile dal Available from/to: **20 - 41**



● ● ● ●
P03 - 77110/R

Articolo / Article: **STEP GIRL** Colore / Colour: **BLU - FUCSIA** Disponibile dal Available from/to: **20 - 38**



● ● ● ●
P03 - 77110/R

Articolo / Article: **JET 15** Colore / Colour: **ANTRACITE** Disponibile dal Available from/to: **24 - 46**



● ● ● ●
P03 - 77110/R

Articolo / Article: **JET BOY** Colore / Colour: **JEANS** Disponibile dal Available from/to: **20 - 46**



● ● ● ●
P03 - 77110/R

Articolo / Article: **JET GIRL** Colore / Colour: **LILLA** Disponibile dal Available from/to: **20 - 38**



● ● ● ●
P03 - 77110/R

Articolo / Article:
**TS 181
VELCRO**

Colore
Colour:
BLU

Disponibile dal
Available from/to:
30 - 42



● ● ● ●
P03 - 77110/R

Articolo / Article:
TINO

Colore / Colour:
BLU

Disponibile dal
Available from/to:
30 - 42

duna
OMAC

**CALZATURA
ORTESICA**

La calzatura ortesica OMAC svolge una molteplice funzione riabilitativa andando a correggere e risolvere.

SPECIAL PRODUCTS ORTHOTIC SHOES OMAC comply a multiple rehabilitation function thus adjusting and resolving.



Articolo / Article:
OMAC

Colore / Colour:
**TESTA DI MORO
ROSSO**

Disponibile dal
Available from/to:
22 - 38


Brevetto n° / Patent nr: **MC2009A000057**
depositato il / registered on 23/04/12.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- La valgo-pronazione del piede (piattismo), sostenendo la volta plantare e restituendo al piede un braccio di leva adeguato al recupero di un equilibrio dinamico durante il cammino e a vantaggio della riduzione del dispendio energetico
- L'extra-rotazione di tibia conseguente alla torsione del piede
- L'atteggiamento in valgoflessione di ginocchio, inibendone il conflitto torsionale presente fra tibia e coscia
- L'atteggiamento in intra-rotazione del femore, scomponendo lo schema flessorio adduttoreintra-rotatorio dell'arto inferiore
- L'antiversione di bacino



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Foot Valgus pronation (flat feet): it helps to support the arch of the foot and to supply the foot with a raising arm able to obtain a dynamic balance and saving the energy while walking
- Extra rotation of the tibia as a consequence of the torsion of the foot
- Valgus-flexion of the knee, thus avoiding the conflict between the torsion of the tibia and the leg
- Intra-rotation of the thigh bone, thus breaking the flexion-adductor intra - rotation scheme of the bottom art
- Anti-inversion of the pelvis





**LAST MEASUREMENTS FOR
SPORT SHOES** (REF. PAG. 6 - 7)
(in cm)

Size	Metatarsus	Instep	Heel
44	26,5	27,5	36,7
43	26	27	36
42	25,5	26,5	35,4
41	25	26	34,6
40	24,7	25,7	33,9
39	24,5	25,5	33,2
38	24	25	32,5
37	23,5	24,5	31,7
36	22,9	24	31,2
35	22,3	23,3	30,7
34	21,8	22,8	30,2
33	21,3	22,3	29,4
32	20,9	21,9	28,8
31	20,5	21,5	28,1
30	20	21	27,4
29	19,5	20,5	26,7
28	19	20	26
27	18,5	19,5	25,3
26	18	19	24,5
25	17,6	18,6	23,6
24	17,2	18,2	23,2
23	16,8	17,8	22,5
22	16,4	17,4	21,9
21	16	17	21,7
20	15,6	16,6	20,7
19	15,2	16,2	20
18	14,8	15,8	19,2





**LAST MEASUREMENTS FOR
ORTHOTIC SHOES** (REF. PAG. 9 - 10)
(in cm)


Size	Metatarsus	Instep	Heel
44	26,2	28	40,15
43	25,8	27,4	39,3
42	25,3	26,9	38,5
41	24,9	26,4	37,7
40	24,4	25,9	36,8
39	24	25,4	36
38	23,5	24,9	35,2
37	23,1	24,4	34,4
36	22,6	23,9	33,6
35	22,2	23,4	32,8
34	21,7	22,9	32
33	21,3	22,4	31,2
32	20,9	21,9	30,4
31	20,5	21,5	29,6
30	20,10	21	28,8
29	19,7	20,6	28,1
28	19,3	20,1	27,3
27	18,8	19,6	26,5
26	18,3	19,2	25,7
25	17,8	18,7	24,9
24	17,4	18,2	24,2
23	16,9	17,7	23,4
22	16,4	17,2	22,6
21	15,9	16,7	21,8
20	15,4	16,3	21



**LAST MEASUREMENTS FOR
ORTHOTIC SHOES (REF. PAG. 11)**
(in cm)

Size	Metatarsus	Instep	Heel
44	28	29,5	39,2
43	27,5	29	38,3
42	27	28,5	37,5
41	26,5	28	37
40	26	27,5	36,2
39	25,5	27	35,5
38	25	26,5	35
37	24,5	26	34,3
36	24	25,5	33,5
35	23,5	25	32,8
34	23	24,5	32
33	22,6	24	31,2
32	22,2	23,5	30,5
31	21,8	23	29,8
30	21,5	22,5	29
29	21	22	28,5
28	20,5	21,5	27,8
27	20	21	27
26	19,5	20,5	26,5
25	19	20	25,3
24	18,5	19,5	24,5
23	18	19	24
22	17,5	18,5	23,5
21	17	18	22,5
20	16,5	17,5	22
19	16	17	21
18	15,5	16,5	20,5





FISIO
duna®

DONNA / WOMEN'S SHOES

ADULTO / ADULT

Le calzature Fisio Duna si dividono principalmente in due sottogruppi, calzature con tomaia non elasticizzata e fondo lavorabile, e calzature con tomaia elasticizzata e fondo lavorabile. Le prime possono asservire a casi di lievi patologie, che richiedono il massimo comfort del piede all'interno della calzatura, come per lievi reumatismi, alluce valgo, necessità di volume maggiorato senza particolari patologie in corso. Le seconde invece vengono utilizzate in casi più gravi dove il comfort è ulteriormente garantito dall'elasticità della tomaia grazie alla struttura a sacchetto della stessa (vedi foto), facilitandone l'estensione quando il piede è inserito nella calzatura. Le calzature Fisio Duna possono essere utilizzate anche per casi di trattamento primario del piede diabetico che non ha manifestato ulcerazioni ma è a rischio.

Tutte le calzature di prevenzione primaria sono trasformabili in calzature di prevenzione Secondaria specifiche per piede diabetico.

Fisio Duna Adult Shoes can be divided into two main groups, shoes with adjustable outsole and non-elastic upper and shoes with adjustable outsole and Elastic upper. The former are used in the case of small pathologies, such as in patients with rheumatism or allux valgus or in need of a wider shoe volume. The latter instead are used in the case of more serious cases, when comfort is further granted thanks to the slip-lasting manufacturing upper (see picture), which wraps the foot like a glove. Fisio Duna Shoes can be also used in the case of diabetic patients, who are at risk of foot ulcerations.

All First-level preventative shoes can become Second-level preventative shoes.

CALZATURE FISIO DUNA E PREVENZIONE PRIMARIA

FISIO DUNA SHOES AND FIRST - LEVEL PREVENTATIVE



CALZATURA CON TOMAIA A SACCHETTO
SLIP-LASTING MANUFACTURING UPPER

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Tomaia in pelle morbida imbottita con materiale termodeformabile
- Fodera in pelle o a scelta in Microdry, tessuto traspirante ad alta capacità di assorbimento della traspirazione
- Assenza totale di cuciture interne per il massimo comfort e contro ogni eventuale possibilità di sfregamento del piede ed eventuali danni derivanti
- Fondo semirigido in Vibram Gumlite che garantisce la massima capacità di assorbire gli urti e l'energia scaturiti dal contatto con il suolo (shock absorbing)
- Possibilità di correzioni per la corretta postura e il ritorno dinamico dell'azione del passo
- Forma morfologicamente corretta, predisposta per plantari su misura in diverse calzate

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Uppers in soft padded leather with thermo-deformable material
- Leather or optional Microdry liner, highly transpiring texture
- No inner stitching to grant the best comfort and avoid any scratching of the foot surface and consequent damages
- Semi-rigid outsoles in Vibram Gumlite to grant shock-absorption and give back kinetic energy while walking
- Adjustable outsoles for improving the stepping movement, maintaining a correct posture and returning the dynamic action of walking
- Morphologically correct lasts, suitable for inserting personalized insoles in different shoe volumes

**PREVENZIONE
PRIMARIA**

FIRST - LEVEL
PREVENTATIVE



TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
P04 - 77114/R



Articolo / Article:
MARGIE

Colore / Colour:
GRIGIO
calzata 11

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
P04 - 77114/R



Articolo / Article:
MARILYN 26

Colore / Colour:
BLU
calzata 13

Disponibile dal
Available from/to:
37 - 45

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
P04 - 77114/R



Articolo / Article:
CLEMENCE

Colore / Colour:
TORTORA
calzata 10

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
P04 - 77114/R




Articolo / Article:
BELEN 26

Colore / Colour:
TORTORA

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41

**PREVENZIONE
PRIMARIA**

FIRST - LEVEL
PREVENTATIVE



TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



●●●●●●●●●●●●●●
P04 - 77114/R

Articolo / Article:
MINERVA

Colore / Colour:
TESTA DI MORO
calzata 10

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER

●●●●●●●●●●●●●●
P04 - 77114/R



Articolo / Article:
LINETTE 26

Colore / Colour:
PELTRO
calzata 13

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER

●●●●●●●●●●●●●●
P04 - 77114/R



Articolo / Article:
LENI

Colore / Colour:
NERO
calzata 11

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER

●●●●●●●●●●●●●●
P04 - 77114/R



Articolo / Article:
LIZBETH CLS 26

Colore / Colour:
NERO
calzata 11

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER

●●●●●●●●●●●●●●
P09 - 190606/R



Articolo / Article:
KLARA

Colore / Colour:
NERO
calzata 15

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41

duna
venus



**Duna Venus,
leggerezza e comfort
in una ciabatta.**

Duna Venus,
lightness and comfort
in a slipper.



Articolo / Article:
ALS 624 / N

Colore / Colour:
JUTA

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41



Articolo / Article:
GLS 901 / N

Colore / Colour:
NOCCIOLA

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41



Articolo / Article:
GLS 24 / R

Colore / Colour:
BISONTE

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41



Articolo / Article:
GLS 624 / MD

Colore / Colour:
BLU

Disponibile dal
Available from/to:
37 - 45

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



Articolo / Article:
**TGR 632
PEELL**

Colore / Colour:
**PERLATO
NERO**

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41

ADULTO / ADULT

PIEDE REUMATICO

RHEUMATIC FOOT



P07 - 77129/R

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di costruzione assolutamente innovativo per calzature podoreumatiche
- Flessibilità dell'avampiede
- Contenimento del retro piede
- Controllo efficace della postura del tallone
- Consente di conseguire il massimo effetto terapeutico del plantare personalizzato inserito
- Materiali completamente modellabili

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Absolutely innovative shoe - construction system for rheumatic shoes
- Extreme flexibility of the forefoot
- Restraint of the rear foot
- Functional controlling of the heel's positioning
- Maximum therapeutic performance of the custom - made insoles
- Very easily adjustable materials
- Combination of textures and elastic leather materials
- Durable shoe structure
- Warranty of the modular shoe-structure
- Elasticity, resistance

TOMAIA ELASTICIZZATA / ELASTIC UPPER



Articolo / Article:
SENS

Colore / Colour:
NERO
Calzata 10

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41

FISIODUNA
DONNA WOMAN

TOMAIA ELASTICIZZATA / ELASTIC UPPER



Articolo / Article:
SU03

Colore / Colour:
NERO
Calzata 11

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

FISIODUNA
UOMO MAN



FISIO
duna®

UOMO / MEN'S SHOES

**PREVENZIONE
PRIMARIA**

FIRST - LEVEL
PREVENTATIVE



TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



P04 - 77114/R



Articolo / Article:
ANTIMO 15

Colore / Colour:
T. MORO
Calzata 11

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



P04 - 77114/R



Articolo / Article:
CEZANNE

Colore / Colour:
NERO
Calzata 11

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



P04 - 77114/R



Articolo / Article:
ERMES

Colore / Colour:
NERO
calzata 11

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



P04 - 77114/R



Articolo / Article:
ELIO 15

Colore / Colour:
TAUPE
Calzata 13

Disponibile dal
Available from/
to:
40 - 45

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



P04 - 77114/R



Articolo / Article:
ERCOLE

Colore / Colour:
BLU
Calzata 13

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



P04 - 77114/R



Articolo / Article:
MAXWELL

Colore / Colour:
NERO
Calzata 11

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

**PREVENZIONE
PRIMARIA**

FIRST - LEVEL
PREVENTATIVE



TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



P04 - 77114/R



Articolo / Article:
MATTHIAS

Colore / Colour:
NERO
Calzata 13

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

VASCHETTA ELASTICIZZATA
ELASTIC TOP UPPER



P04 - 77114/R



Articolo / Article:
ULRIC

Colore / Colour:
MARRONE
Calzata 11

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

VASCHETTA ELASTICIZZATA
ELASTIC TOP UPPER



P04 - 77114/R



Articolo / Article:
ULISSE 25

Colore / Colour:
NERO
calzata 13

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



P04 - 77114/R



Articolo / Article:
HUGO

Colore / Colour:
NERO
Calzata 15

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45



P04 - 77114/R



Articolo / Article:
YVAN

Colore / Colour:
GRIGIO

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45



P04 - 77114/R



Articolo / Article:
ROBERT 23

Colore / Colour:
T. MORO

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

ADULTO / ADULT

DUNA PER IL PIEDE DIABETICO

Linea di calzature indicate nella fase successiva al trattamento dell'ulcera e alla sua rimarginazione.

DUNA FOR DIABETIC FOOT

This kind of shoes are used after ulcerations have been treated and recovered.

CALZATURA PREVENTIVA SECONDARIA

SECOND - LEVEL PREVENTATIVE SHOES



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Tomaia in pelle morbida imbottita con materiale termodeformabile
- Fodera in pelle o, a scelta, in tessuto traspirante Microdry® ad alta capacità di assorbimento della traspirazione
- Nessuna cucitura interna per il massimo comfort e contro ogni sfregamento del piede
- Fondo rigido basculante a barchetta
- Consente di arretrare la postura e scaricare al meglio i punti di pressione naturali che risultano trattati dopo l'ulcerazione e la rimarginazione
- Forma maggiorata
- Permette il contenimento di plantari su misura in diverse calzate extra depth

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Absolutely innovative shoe - construction system for rheumatic shoes
- Extreme flexibility of the forefoot
- Restraint of the rear foot
- Functional controlling of the heel's positioning
- Maximum therapeutic performance of the custom - made insoles
- Very easily adjustable materials
- Combination of textures and elastic leather materials;
- Durable shoe structure
- Warranty of the modular shoe-structure
- Elasticity, resistance

**PREVENZIONE
SECONDARIA**

SECOND - LEVEL
PREVENTATIVE



TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
P05 - 77120/R

Articolo / Article:
DD 82

Colore / Colour:
NERO
calzata 13

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
P05 - 77120/R

Articolo / Article:
DD 53

Colore / Colour:
NERO
calzata 13

Disponibile dal
Available from/to:
35 - 41

**PREVENZIONE
SECONDARIA**

SECOND - LEVEL
PREVENTATIVE



TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



P05 - 77120/R



Articolo / Article:
DU 72

Colore / Colour:
MARRONE
Calzata 13

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



P05 - 77120/R



Articolo / Article:
DU 104

Colore / Colour:
T. MORO
Calzata 13

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45



P05 - 77120/R



Articolo / Article:
DU 69

Colore / Colour:
MARRONE
Calzata 15

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



P05 - 77120/R



Articolo / Article:
DU 60

Colore / Colour:
T. MORO
Calzata 13

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

TOMAIA ELASTICIZZATA
ELASTIC UPPER



P05 - 77120/R



Articolo / Article:
DU 100

Colore / Colour:
NERO
Calzata 13

Disponibile dal
Available from/to:
40 - 45

ADULTO / ADULT

Duna New Life

è il risultato di un'intenso studio atto al rapido recupero nel post-operatorio della chirurgia dell'avampiede e delle fratture dei metatarsi e delle falangi delle dita.

Duna New Life

is the result of a detailed research study aiming at recovering the patient's foot after a surgical operation of the forefoot or of the metatarsal and foot-toe.

Duna New Life è progettata per essere indossata indifferentemente sia sul piede destro che sul piede sinistro e viene venduta singolarmente e non al paio. Dispositivo medico classe I CE 42/93 CEE
Brev. N° PD 96 A 000069 del 15.03.1996

Duna New Life is specifically made for being worn on the left or right foot and is sold as a single shoe and not as a pair.

“La Duna New Life consente al paziente di ritornare ad una deambulazione fisiologica il giorno successivo ad un intervento chirurgico dell'avampiede. Il particolare design del tacco conserva l'escursione articolare della caviglia, ginocchio ed anca, e rende esigua la base d'appoggio durante il passo, garantendo la ricerca continua dell'equilibrio dinamico. Il flusso informativo e priocettivo viene conservato e permette il riassorbimento dell'edema e dello stravasamento ematico post-traumatico e post-chirurgico in 15-20 giorni, evitando fenomeni di ipotrofia e ipotonia muscolare”.

New Life allows the patients to achieve a complete physiological walking skill the day after a surgical operation of the forefoot. The particular design of the heel keeps the ankle, knee and hip's articulation mobility and reduces the foot standing surface while walking, thus granting a constant search of the dynamic balance. The proprioception fluency is kept and enables a complete absorption of the blood leaking after the accident and the operation hypertrophic and hypotonic muscle”.

**LINEA POST
- OPERATORIA**

**POST-SURGICAL
SHOES**



La tomaia della Duna New Life è costruita in Lorica® e Microdry®

Lorica® è una microfibra:

- leggera
- elastica
- morbida
- idropellente
- resistente alle abrasioni
- antimacchia.

Duna New Life's uppers are made of Lorica® and Microdry®

Lorica® is a Microfibre:

- Light
- Elastic
- Soft
- Water-repellent
- Resistant to abrasions
- Stain-repellent

Articolo / Article:
NEWLIFE

Colore / Colour:
NERO

Disponibile dal
Available from/to:
I - V

**TAGLIE
SIZES** **MISURE
FRENCH PT.**

I **34 / 35**

II **36 / 37**

III **38 / 39**

IV **40 / 41**

V **42 / 43**

TABELLA CALZATE - DONNA / UOMO
WIDTH CHART - WOMAN / MAN

TAGLIE SIZES	GERMAN WIDTH	G	H	J	K	L	M	N	LENGTH IN CM.
	ITALIAN WIDTH	7	8	9	10	11	12	13	
48		26,7	27,2	27,7	28,2	28,7	29,2	29,7	30,2
47		26,3	26,8	27,3	27,8	28,3	28,8	29,3	31,3
46		25,9	26,4	26,9	27,4	27,9	28,4	28,9	30,6
45		25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	30,0
44		25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	29,3
43		24,6	25,1	25,6	26,1	26,6	27,1	27,6	28,1
42		24,2	24,7	25,2	25,7	26,2	26,7	27,2	28,0
41		23,8	24,3	24,8	25,3	25,8	26,3	26,8	27,3
40		23,3	23,8	24,3	24,8	25,3	25,8	26,3	26,9
39		22,9	23,4	23,9	24,4	24,9	25,4	25,9	26,6
38		22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	25,6
37		22,1	22,6	23,1	23,6	24,1	24,6	25,1	25,3
36		21,6	22,1	22,6	23,1	23,6	24,1	24,6	24,0
35		21,2	21,7	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2	23,3
34		20,8	21,3	21,8	22,3	22,8	23,3	23,8	22,6

CONDIZIONI DI VENDITA

Le condizioni di vendita qui di seguito riportate sono valide per il presente catalogo 2016 / 17.

La vendita degli articoli riportati in catalogo è soggetto alle condizioni pattuite tra azienda venditrice ed acquirente, in particolare riferimento ai termini di pagamento.

Tutti gli articoli qui rappresentati sono soggetti a "maggiorazioni" di costo nel caso di ordini inferiori alle 4 paia :

LINEA TOP	Euro 5,00
LINEA SPORT	Euro 7,00
LINEA TUTORI	Euro 8,00
LINEA SNICKY	Euro 7,00
LINEA FISIODUNA DONNA	Euro 7,00
LINEA FISIODUNA UOMO	Euro 8,00
LINEA VENUS	Euro 7,00
LINEA DIABETICO	Euro 8,00
LINEA REUMATICO	Euro 7,00

Trasporto: Euro 5,00

In caso di ordini pari o superiori alle 4 paia di articoli appartenenti al presente catalogo (anche diversi tra loro) le spese aggiuntive sopra elencate NON vengono applicate.

RESI

Eventuali reclami riguardanti le quantità, la specie o il tipo di merce fornita devono essere fatti noti alla venditrice entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce da parte dell'acquirente. Eventuali reclami sulla qualità della merce devono essere resi noti alla venditrice entro 8 giorni dalla scoperta dei vizi contestati. Non si accettano ritorni della merce senza preventiva approvazione dell'azienda venditrice e la spedizione dovrà essere effettuata in porto franco.

GARANZIA

Duna in accordo con le normative CE garantisce il prodotto per 6 mesi da difetti strutturali o di origine produttiva. I prodotti, essendo dispositivi medici di classe I devono altresì essere utilizzati correttamente seguendo le modalità d'uso riportate nel tagliando allegato alla calzatura. Non si accettano pertanto resi di calzature il cui uso è stato difforme dalle modalità indicate e comunque se utilizzate in modo anomalo.

SALE CONDITIONS

The following sale conditions are valid for 2016 / 17.

The shipment of the goods is subject to payment in advance further to the receipt of a pro-forma invoice.

For orders under 4 pairs the following additional sale cost is applied to each article:

TOP LINE	Euro 5,00
SPORT LINE	Euro 7,00
ORTHOTIC LINE	Euro 8,00
SNICKY LINE	Euro 7,00
WOMEN'S FISIO LINE	Euro 7,00
MEN'S FISIO LINE	Euro 8,00
VENUS LINE	Euro 7,00
DIABETIC LINE	Euro 8,00
REUMATIC LINE	Euro 7,00

Transport cost is applied according to the quantities of goods ordered and to the country of destination.

For orders of 4 or more pairs no additional cost will be applied, except transport fees.

GUARANTEE

Duna is able to grant the products sold according to UE appliances in the field of medical devices class I.

© COPYRIGHT DUNA
ALL RIGHTS RESERVED

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente catalogo, inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione di Duna Srl.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without prior written permission of Duna Srl.

GRAPHIC DESIGN / ADV **COMBINATORIA CREATIVA**

STAMPA / PRINTING **ERREBI GRAFICHE RIPESI**



DISPOSITIVO MEDICO
MEDICAL DEVICE

L'elenco riportato si riferisce al numero di Dispositivo Medico assegnato a ciascuna categoria (Famiglia di Prodotti) di calzatura ortopedica come da procedura di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, seguito dal relativo Codice Fabbricante.

Il Codice Fabbricante è rintracciabile anche sull'etichetta descrivente la denominazione, il colore ed il fondo dell'articolo applicata sulla confezione della calzatura acquistata. Tale codice è utilizzabile pertanto per identificare la Famiglia di Prodotto alla quale ciascuna calzatura appartiene.

The above list refers to the number of Medical Device assigned to each category of Family Product according to the procedure indicated by the Italian Ministry of Health. The Manufacturer's code is also reported on the label of each pair of shoe's box.

N° REPERTORIO REGISTRATION NR.	CODICE FABBRICANTE MANUFACTURER'S CODE	NOME COMMERCIALE MODELLO DESCRIPTION
71763/R	P01	Calzature Bambino-Ragazzo Prediposte e/o correttive Therapeutic and pre-set Kid and Teenager's Shoes
77104/R	P02	Calzature Sportive-Prediposte Pre-set Sport Shoes
77110/R	P03	Calzature predisposte per inserimento ortesi-tutore Pre-set Orthotic Shoes
77114/R	P04	Calzature predisposte per adulto Pre-set Adult Shoes
77120/R	P05	Calzature per piede diabetico Diabetic Shoes
77126/R	P06	Calzature per post-operatorio Post-Surgical Shoes
77129/R	P07	Calzature predisposte per piede reumatoide Pre-set Rheumatic Shoes
190606/R	P09	Calzature Extraflex Terapeutiche Sportive Extraflex Sport Shoes

duna[®]
ORTHOPAEDIC SHOES INDUSTRY

duna srl / Via del Consorzio, 29
60015 Falconara M. (AN)

T. 071.918073 / **F.** 071.9188812
C. F. e P. IVA 00696140425
Aut. Min. Sanità
N. 800.5CFF564.5131

info@duna.it / **www.duna.it**